



PodoNAILS® Profesjonalny Zestaw do Pedicure i Manicure | Skracanie i Oczyszczanie Paznokci

Nr katalogowy: 467-podonails

Producent: PodoNAILS®

Czas wysyłki: Dostawa 1-2 dni

Cena

105,00 PLN

Opis produktu

PodoNAILS® Profesjonalny Zestaw do Pedicure i Manicure | Skracanie i Oczyszczanie Paznokci

PodoNAILS® - Profesjonalny Zestaw do Pedicure i Manicure | Skracanie i Oczyszczanie Paznokci, zaprojektowany z myślą o osobach, które pragną skutecznie i profesjonalnie zadbać o swoje paznokcie stóp i dłoni w domowych warunkach. Nasz zestaw to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka narzędzi do skracania i oczyszczania paznokci. Zestaw jest dedykowany dla osób z grubymi paznokciami. W jego skład wchodzi:

- Precyzyjny Obcinacz do Paznokci Nóg PodoNAILS®
- Sonda podologiczna aplikator do tamponady 15cm |PodoNAILS®

Precyzyjny Obcinacz do Paznokci Nóg PodoNAILS®

Cęgi podologiczne, które oferujemy, są wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej (inox) i posiadają odpowiednie certyfikaty, co zapewnia ich długotrwałość oraz odporność na korozję. Ich niesamowita ostrość sprawia, że doskonale radzą sobie z grubymi paznokciami zarówno stóp, jak i dłoni. Wymiary tych cęg to:

- Długość cęg: 13 cm
- Długość ostrzy: 16 mm

Te narzędzia są zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi dezynfekcji i sterylizacji, co czyni je bezpiecznymi w codziennym użytkowaniu. W warunkach domowych cęgi można łatwo dezynfekować przy użyciu preparatów na bazie alkoholu. Dodatkowo, ich ergonomiczny kształt sprawia, że są wygodne w użyciu zarówno dla osób prawo-, jak i

leworęcznych.

Sonda podologiczna aplikator do tamponady 15cm |PodoNAILS®

Sonda podologiczna to kolejne istotne narzędzie w naszym zestawie, które zostało zaprojektowane do precyzyjnego oczyszczania wałów okołopaznokciowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz zrogowaceń, co jest kluczowe w zapobieganiu wrastaniu paznokci. Narzędzie to znacząco przyczynia się do zdrowia paznokci, ponieważ dobrze oczyszczona okolica paznokcia po obcięciu zapobiega nieprzyjemnym efektom związanym z wrastaniem. Sonda jest również wykorzystywana do aplikacji tamponady, co czyni ją bardzo wszechstronnym narzędziem. W przypadku sondy, podobnie jak w przypadku cęg, zastosowano certyfikowaną stal chirurgiczną, co zapewnia jej długowieczność i możliwość wielokrotnego użytku. W gabinetach podologicznych sonda może być dezynfekowana i sterylizowana, a w warunkach domowych wystarczy ją umyć i zdezynfekować płynami na bazie alkoholu po każdym użyciu. Jej długość wynosi 15 cm, co zapewnia precyzyjność podczas wykonywania zabiegów.

Wskazania

Skracanie i oczyszczanie grubych paznokci stóp

Jak prawidłowo korzystać z cęg?

Aby proces skracania przebiegał sprawnie i bez zbędnego wysiłku, przed przystąpieniem do zabiegu należy odpowiednio zmiękczyć paznokcie. Można to osiągnąć poprzez moczenie stóp w wodzie z mydłem lub w soli podologicznej z mocznikiem. Alternatywnie, do zmiękczenia paznokci warto zastosować profesjonalne preparaty w formie płynów lub żeli, takie jak Gehwol® med. Płyn na Wrastające Paznokcie 15 ml, Podologiczny Płyn do zmiękczenia paznokci PEDiBAEHR®, Kerasan, czy PodoSoft. Preparat aplikuje się na paznokcie w formie kropli lub sprayu, a następnie należy odczekać około 5-10 minut przed rozpoczęciem procesu skracania i oczyszczania. W przypadku, gdy paznokcie ponownie stają się twarde, proces zmiękczenia należy powtórzyć aż do zakończenia zabiegu. Podczas skracania wykorzystujemy przednią część cęg, które są odpowiednio wyprofilowane, co ułatwia dostęp do paznokcia i jego skrócenie. W przypadku bardzo grubych lub przerosniętych paznokci, zaleca się skracanie ich małymi fragmentami, nacinając je od przodu i obcinając w mniejszych kawałkach, co ułatwia cały proces.