



PodoNAILS® Zestaw narzędzi do wrastających paznokci z jałową tamponadą Ligasano®

Nr katalogowy: 436-podonails

Producent: PodoNAILS®

Czas wysyłki: Dostawa 1-2 dni

Cena

154,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz rodzaj: Zestaw podstawowy , Zestaw rozszerzony , Zestaw rozszerzony 2

Opis produktu

PodoNAILS® Zestaw narzędzi do wrastających paznokci z jałową tamponadą Ligasano®

Zestaw narzędzi do wrastających paznokci z tamponadą Ligasano® | PodoNAILS® został skomponowany z myślą o precyzyjnej pielęgnacji paznokci wrastających, wkręcających się oraz drażniących wały okołopaznokciowe. Połączenie profesjonalnych cęgów, sondy podologicznej i sterylnej tamponady umożliwia skrócenie oraz opracowanie krawędzi paznokcia, oczyszczenie wałów i założenie delikatnego odciążenia.

Do wyboru są trzy warianty zestawu. Wersje rozszerzone zawierają dodatkowo AP Podox – preparat z nadtlenkiem wodoru i srebrem, wspierający higienę oraz pielęgnację skóry narażonej na podrażnienia.

Dostępne warianty

Zestaw podstawowy:

- cęgi podologiczne do wrastających paznokci PodoNAILS®,
- precyzyjna sonda podologiczna – aplikator do tamponady 17 cm PodoNAILS®,
- sterylna tamponada podologiczna Ligasano®.

Zestaw rozszerzony z AP Podox 15 ml:

- cęgi podologiczne do wrastających paznokci PodoNAILS®,
- precyzyjna sonda podologiczna – aplikator do tamponady 17 cm PodoNAILS®,
- sterylna tamponada podologiczna Ligasano®,
- AP Podox w atomizerze 15 ml.

Zestaw rozszerzony z AP Podox 100 ml:

- cęgi podologiczne do wrastających paznokci PodoNAILS®,
- precyzyjna sonda podologiczna – aplikator do tamponady 17 cm PodoNAILS®,
- sterylna tamponada podologiczna Ligasano®,
- AP Podox w atomizerze 100 ml.

Cęgi podologiczne PodoNAILS®

Profesjonalne cęgi do wrastających paznokci zostały wyposażone w smukłe i ostre ostrza, które ułatwiają precyzyjne skracanie oraz modelowanie trudno dostępnych krawędzi płytki paznokciowej. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia wygodną pracę osobom prawo- i leworęcznym.

Cęgi wykonano z trwałej stali chirurgicznej, odpowiedniej do dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją producenta.

Parametry:

- długość cęgów: 14 cm, długość ostrzy: 16 mm,
- materiał: nierdzewna stal chirurgiczna,
- narzędzie wielokrotnego użytku.

Sonda podologiczna - aplikator do tamponady 17 cm

Precyzyjna sonda podologiczna PodoNAILS® służy do delikatnego oczyszczania wałów okołopaznokciowych oraz zakładania tamponady pod krawędź paznokcia. Długie i cienkie zakończenia ułatwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc i precyzyjne umieszczenie materiału odciążającego.

Sonda jest wykonana z nierdzewnej stali chirurgicznej i może być poddawana dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

- Długość sondy: 17 cm.

Sterylna tamponada podologiczna Ligasano®

Ligasano® to elastyczny materiał opatrunkowy wykorzystywany do wykonywania tamponady przy wrastających i wkręcających się paznokciach. Umieszczony pomiędzy płytką paznokciową a wałem pomaga ograniczyć bezpośredni ucisk i podrażnienie skóry.

Porowata struktura materiału:

- pochłania wilgoć i wydzielinę,
- pomaga odciążyć wrażliwe miejsce,
- zapewnia delikatną amortyzację,
- dopasowuje się do opracowywanego obszaru,
- nie ogranicza swobody ruchu,
- może być wykorzystywana także do wykonywania miejscowych odciążeń stóp.

Tamponada jest dostarczana w sterylnym opakowaniu. Do produktu dołączona jest instrukcja prawidłowej aplikacji. Dokładny wymiar materiału należy sprawdzić w wybranym wariantcie oferty.

AP Podox - pielęgnacja skóry przy wrastającym paznokciu

AP Podox to preparat przeznaczony do higieny i pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, między innymi w okolicy wrastających paznokci. Formuła zawiera nadtlenek wodoru oraz srebro. Produkt nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych, barwników ani konserwantów.

Skład INCI: Aqua, Hydrogen Peroxide, Silver.

Sposób stosowania AP Podox

Preparat stosować 1–2 razy dziennie zgodnie z instrukcją producenta. Nanieść niewielką ilość na pielęgnowany obszar i pozostawić bez spłukiwania. Można również nasączyć preparatem prawidłowo założoną tamponadę i pozostawić do wchłonięcia.

Higiena narzędzi Po każdym użyciu cęgi i sondę należy dokładnie oczyścić oraz zdezynfekować środkiem przeznaczonym do narzędzi. W gabinetach podologicznych narzędzia należy przygotowywać zgodnie z obowiązującymi procedurami dezynfekcji i sterylizacji.

Ważne informacje

Narzędzia powinny być używane ostrożnie i zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy samodzielnie wycinać głęboko osadzonej części paznokcia ani ingerować w uszkodzoną tkankę. W przypadku silnego bólu, obrzęku, krwawienia, ropnej wydzieliny, ziarniny lub nasilającego się stanu zapalnego należy skonsultować się z podologiem albo lekarzem. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z cukrzycą, zaburzeniami krążenia lub gojenia ran.