



## Wrastające paznokcie **PODOFLEX® Fluid + sonda + tamponada Gehwol**

**Producent: PODOPHARM®**

Czas wysyłki: Dostawa 1-2 dni

**Cena**

84,00 PLN

## Opis produktu

### Wrastające paznokcie

### PODOFLEX® Fluid + sonda + tamponada Gehwol

- **PODOFLEX® Fluid na wrastające paznokcie**

#### Wskazania

Do pielęgnacji stóp z problemem wrastających paznokci, zrogowaceń w wałach paznokciowych. Polecany dla diabetyków. Zalety: Połączenie naturalnych olejków z drzewa herbacianego, goździkowego, lawendowego oraz mięty pieprzowej sprawiają, że preparat ma działanie zmiękczające, dezynfekujące, odświeżające. Wspomaga profilaktykę przeciwgrzybiczą paznokci, łagodzi podrażnienia i stany zapalne naskórka. Zawarty w preparacie naturalny olej sojowy bogaty w lecytynę i witaminę E doskonale odżywia skórę i wspomaga lipidową barierę ochronną. Kosmetyki i preparaty PODOPHARM można stosować również u dzieci od 6 roku życia.

#### Sposób użycia

1-2 kropli zaaplikować na wybrane miejsce. Stosować regularnie 2 razy dziennie.

**Świetnie się sprawdza do zmiękczania paznokci przed obcinaniem i oczyszczaniem .**

- **Sonda podologiczna, aplikator do tamponady**

Narzędzie służy do łatwego oczyszczania wałów okołopaznokciowych ze zgromadzonych zanieczyszczeń i zrogowaceń, które mogą być również przyczyną wrastania paznokcia. Dobrze oczyszczony paznokieć po obcięciu zapobiega nieprzyjemnym efektom wrastania oraz do aplikacji tamponady.

Sonda jest narzędziem wielokrotnego użytku wykonana z wysokiej klasy stali chirurgicznej w gabinetach można ją dezynfekować i sterylizować, a w warunkach domowych myć i dezynfekować po każdym użyciu.

- Stal chirurgiczna
- dł. 19 cm
- Precyzyjna
- Nadaje się do dezynfekcji i sterylizacji

- **Tamponada flizelinowa GEHWOL**

Tamponada wykorzystywana jest do specjalistycznych prac w obrębie paznokci, szczególnie wałów paznokciowych. Jest specjalistycznym, hipoalergicznym, delikatnym, nierozwarstwiającym się materiałem.

Głównie stosujemy ją w wały okołopaznokciowe delikatnie wsuwając pod płytkę w celu jej uniesienia co powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych wrastającego się paznokcia, dodatkowo po aplikacji można ją nasączyć preparatem przeciwbakteryjnym np AP-Podox

Wykonana ze specjalnej, średniej grubości flizeliny, długość 10m, szerokość 14 mm.