



Zestaw na wrastające paznokcie Sonda i Tamponada Ligasano®

Producent: Ligasano®

Czas wysyłki: Dostawa 1-2 dni

Cena

62,00 PLN

Opis produktu

Zestaw na wrastające paznokcie Sonda i Tamponada Ligasano®

Tamponada Ligasano®

Opatrunki Ligasano® mają fantastyczne właściwości opatrunkowe. Są przeznaczone do stosowania na trudno gojące się rany. Opatrunki Ligasano® są idealne jako odciążenia na pękające pięty czy haluksy. Bardzo dobrze sprawdzają się do wykonywania tamponady przy wrastających paznokciach.

Doskonale wchłania wilgoć z ran nie przywierając do nich, jak inne opatrunki, dotlenia tkankę, oczyszcza i przyspiesza ziarninowanie.

Właściwości Ligasano®

- Doskonali przy wykonywaniu tamponady przy wrastających paznokciach.
- Działa przeciugrybiczco i przeciwzapalnie.
- Bardzo dobrze wchłania wilgoć z ran.
- Nie przywiera do rany tak jak inne opatrunki
- W optymalny sposób dotlenia tkankę, oczyszcza i przyspiesza ziarninowanie.
- Działa odciążająco i zapewnia dobrą amortyzację.
- Świetnie nadaje się do profilaktyki zapobiegania wrastaniu paznokci.

Zmian opatrunku **należy dokonywać 1 raz na 2 dni**, jednak nie później niż po pojawieniu się na zewnętrznej stronie opatrunku Ligasano widocznego śladu przesiąkania wydzieliny z rany. W przypadku ran mocno sączących się, w okresie

oczyszczania, opatrunek powinien być zmieniany nawet kilka razy dziennie.

Ligasano® jest wrażliwe na pomienie UV oraz wilgoć należy je przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.

Tamponada ma 50 cm długości, 5 cm szerokości i 03 cm grubości.

Do każdej tamponady jest dołączona instrukcja aplikacji .

Sonda precyzyjna podologiczna

Narzędzie służy do łatwego oczyszczania wałów okołopaznokciowych ze zgromadzonych zanieczyszczeń i zrogowaceń, które mogą być również przyczyna wrastania paznokcia dobrze oczyszczony paznokieć po obcięciu zapobiega nieprzyjemnym efektom wrastania oraz do aplikacji tamponady.

Sonda jest narzędziem wielokrotnego użytku wykonana z wysokiej klasy stali chirurgicznej w gabinetach można ją dezynfekować i sterylizować , a warunkach domowych myć i dezynfekować po każdym użyciu.

- Stal chirurgiczna
- dł. 19 cm
- Precyzyjna
- Nadaje się do dezynfekcji i sterylizacji